

Bowie & Medical

BODY CARE SYSTEMS

2019



BOWIE BEHANDEL STOELN

SOFT-LINE SERIE

PROMESSA SOFT

EMPIRE SOFT

MONTANA SOFT

CLASSIC SOFT TWIST



PERFECT VOOR U EN UW KLANT

De elektrische Bowie beauty behandelstoelen zijn voorzien van 1, 2, 3 of 4 sterke motoren.
BOWIE MEDICAL BV GEEFT STANDAARD 3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE OP STOELMOTOREN

BEAUTY STAR



PROMESSA



PRIMA



EMPIRE SOFT
base control



EMPIRE
draaibaar



ROYAL
3 of 4 motoren



CLASSIC
4 motoren



CLASSIC SOFT
4 motoren



SEGUNDA
2 motoren



BOWIE IPL SYSTEEM

ONTHAREN - HUIDVERJONGING - ACNE - COUPEROSE



- Perfect Pulse Technology (PPT)
- Full colour touch-screen bediening
- Stappen menu in de Nederlandse taal
- Zeer hoog werkvermogen (tot 50 J/cm²)
- Spotsize: 7,5 cm²
- Gemakkelijk verwisselbare filters
- High Performance waterkoeling
- Instelbare huidkoeling
- Zeer snelle puls repetitie
- Variabele puls-instelling
- Pulsreeks programmering
- Ergonomisch handstuk
- Met voet- & handbediening
- Optioneel: E-lite RF functie
- Optioneel: SHR functie

PPT Technology

De PPT technologie zorgt voor een volledig gecontroleerde perfecte "pulse-shape" (block-shape) met constante en gelijkmatig verdeelde energie afgifte gedurende de volledige puls lengte.

CARBOXYNEO

OXYGENATIE - EXFOLIATIE - INFUSIE - LIFTING

De 3 carboXyneo effecten tijdens een Glowskin O+ behandeling zijn:

1. Exfoliatie van de bovenste huidlaag.
2. Insluizen van hoog werkzame werkstoffen.
3. Verhoging van de natuurlijke zuurstoftoevoer in de huid van binnenuit (Bohr effect) .

De carboXyneo 3 -in-1 Glowskin O+ behandeling biedt een alternatief voor microdermabrasie, chemische peeling en zuurstofbehandeling.

Tijdens de aangename carboXyneo behandeling wordt de huid gelijktijdig mild geëxfolieerd en voorzien van actieve werkstoffen terwijl zuurstof van binnenuit naar de huid wordt gevoerd (Bohr effect).

Het carboXyneo platform is tevens standaard voorzien van een multi-polair handstuk voor facial RF lifting.



MICRO-NEEDLING

KRACHTIG & INSTELBAAR



De Micro-Needling apparatuur maakt met behulp van een snel bewegend stempeltje met zeer fijne steriele naaldjes in korte tijd duizenden micro-perforaties in de huid.

De door duizenden kleine prikjes veroorzaakte microkanaaltjes openen de huid voor de hoog geconcentreerde meso-werkstoffen.

De combinatie diepe penetratie van werkstoffen en het gelijktijdig met prikjes stimuleren van de aanmaak van collageen en elastine maken de micro-needling techniek tot een effectief wapen in de strijd tegen rimpeltjes, huidverslapping en algehele huidveroudering.

CRYO-LIPOLYSE

2 of 4 BEHANDELKOPPEN & HANDSTUK VOOR KIN

Cryo-lipolyse is een methode om zonder chirurgie vet te verliezen. Tijdens een cryo-lipolyse behandeling worden de vetcellen onder de huid gekoeld, waarna deze bevroren en afsterven.

De afgestorven vetcellen worden vervolgens door het lichaam op een natuurlijke manier afgevoerd.

Deze behandeling is zeer geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vet bij probleemzones als de buik, benen en billen.

- 2 of 4 handstukken
- verschillende maten handstukken
- mogelijkheid voorverwarmen
- speciaal handstuk voor de kin
- touchscreen op alle handstukken
- veilige noodstop voor de klant
- directe temperatuur meting
- LED ondersteuning



HIFU SYSTEM

LIFTING & TIGHTENING



HIFU staat voor "High Intensified Focused Ultrasound" en wordt ook wel aangeduid met "Microfocused Ultrasound" (MU).

Dankzij HIFU is een effectieve facelift zonder snijden nu veilig en pijnloos mogelijk.

Bij de HIFU behandeling worden op niet invasieve wijze, via gericht ultrageluid, energiepulsen in de diepere lagen van de huid afgegeven. Hierdoor wordt de natuurlijke aanmaak van collageen in de huid gestimuleerd waardoor de huid verstrakt en gelift wordt.

Het resultaat is een strakkere huid met een frisse uitstraling en een zichtbaar verbeterde huidconditie.

DIODE LASER

ONTHAREN MET LASER

De diode laser is een zeer krachtig wapen tegen overbeharing.

De diode-laser voor permanente ontharing is voorzien van de allernieuwste technologie en voldoet aan alle moderne eisen.

- Werkvermogen tot 720 W
- Kop tot 12 x 14 mm.
- optie: extra koel handstuk
- optie: 3 golflengtes handstuk (808 nm - 755 nm - 1064 nm)

De diode laser is geschikt voor zowel "single-pass" als "multi-pass" ontharing.

De "multi-pass" diode-techniek (ook wel "Super Hair Removal" of "In-Motion Techniek" genoemd) is geschikt voor elke huid en geeft uitstekende resultaten.



HUID ANALYSE

DERMASCOOP & TOTAL FACE ANALYSE



Huidanalyse apparatuur met dermascoop of total-face fotografie.

Het gezicht wordt met 3 soorten belichting (RGB licht, gepolariseerd licht en UV-licht) gefotografeerd met een speciale huidcamera.

Binnen enkele minuten zijn alle foto's en metingen klaar, en is de volledige huid-scan afgerond.

Duidelijke foto's en grafieken geven een hele heldere analyse van de status van de huid. Alle gegevens worden overzichtelijk bewaard.

Met Nederlandstalige software.

MESO THERAPIE

NAALDLOZE MESOTHERAPIE - MESO ROLLERS

Bij Mesotherapie worden zeer geconcentreerde actieve werkstoffen (ampullen) in de diepere huidlagen gebracht.

Mesotherapie is een behandeling die zowel met als zonder naalden kan worden toegepast
Doel: huidverbetering/ huidverjonging.


Meso-poratie is een exclusieve technologie voor meso-therapie zonder (injectie) naalden.

De no-needle mesotherapie is geheel pijnloos en zonder bijwerkingen, en werkt even effectief en diep als mesotherapie met naalden.



CLINIC-CARE

COSMECEUTICALS UIT ZWEDEN



CLINICARE®
CUTTING EDGE COSMECEUTICAL FORMULA

ClinicCare uit Zweden is een hoogwaardige cosmeceutical lijn voor huidverzorging en huidtherapie.

Laag-moleculair geïoniseerd bio-hyaluronzuur is één van de belangrijkste unieke basiscomponenten van de ClinicCare huidverzorgings producten.

Daarnaast bevatten alle ClinicCare cosmeceuticals extreem hoge concentraties aan speciale actieve werkstoffen.

Er zijn regelmatig gratis introductie workshops ClinicCare.

SKINSTATION+

PLATFORM VOOR HUIDBEHANDELING

SkinStation+ is een platform voor diverse huidbehandelingen.

De SkinStation+ is voorzien van een gemakkelijk te bedienen touchscreen en vier ergonomische handstukken.

Het systeem biedt 4 innovatieve behandelmogelijkheden in één apparaat:

- 1: CarboXyneo behandeling
2. Aqua Dermabrasie behandeling
3. RF-lifting behandeling
4. Meso-injector behandeling



DERMABRASIE

KRISTAL- DIAMANT- & HYDRO-DERMABRASIE



Microdermabrasie met kristallen is een mechanische peeling, waarbij met hulp van microkristallen (aluminium-oxide) de bovenste (dode) huidcellen van de huid worden verwijderd.

Bij diamant dermabrasie gebeurt dit met behulp van ruwe diamantkopjes.

Bij hydro dermabrasie wordt gebruik gemaakt van speciale vloeistoffen op basis van AHA en BHA.

Dermabrasie vernieuwt de bovenste huidlagen waardoor uw huid weer glad en gezond straalt. Dermabrasie is ook een goede voorbereiding op elke behandeling met werkstoffen (betere opname).

ELEKTROLYSE

TELE-GONE & BLEND ONTHAREN

Het tele-gone systeem biedt een oplossing bij diverse storende huid-oneffenheden.

Het systeem is gebaseerd op het principe van diathermie (thermolyse) met behulp van hoogfrequente wisselstroom.

Het blend systeem biedt een combinatie van galvanische gelijkstroom en hoogfrequente wisselstroom.

Door diathermie en galvanische stroom te combineren ontstaat de blend methode voor ontharen.

Het blend apparaat voldoet aan alle Nederlandse (examen) eisen.

nieuw: studieboek elektrolyse



BIOWAVE LED-3

PHOTO DYNAMIC THERAPY (PDT)



PDT-LED behandelingen worden succesvol toegepast bij huidtherapie.

De PDT-LED lichttherapie kan worden ingezet bij de behandeling van diverse huidproblemen en biedt ondersteuning bij traditionele behandelingen.

PDT-LED therapie stimuleert celvernieuwing en herstel processen. De huidconditie wordt verbeterd. Een gezonde en frisse uitstraling is het gevolg.

De BioWave LED-3 is voorzien van een gemakkelijk te bedienen touchscreen en een automatisch in de hoogte instelbare scherm met 3 LED panelen .

De nieuwe Biowave apparatuur werkt met 3 golflengtes LED licht.

CRYO-STIFT

WRATJES - FIBROMEN - ONEFFENHEDEN

De Cryo-stift werkt op basis van Penetrating-Jet-Freezing, de meest effectieve Cryo-technologie.

Met deze methode kunnen met uiterste precisie wratten, fibromen, ouderdoms- en pigmentvlekken, letingos, acne littekens en andere oneffenheden worden verwijderd.

Hierbij blijft het direct omliggende gezonde weefsel onaangetast.

Daardoor is de methode ook uitstekend toepasbaar bij diabetische patiënten.

Een behandeling met de Cryo-stift is eenvoudig uitvoerbaar, en duurt slechts enkele seconden.



ZUURSTOF THERAPIE

DRUK INJECTIE - JET SPRAY - NEVEL - INHALATIE



Zuurstof-therapie voor de huid met 4 functies:

1. Zuurstof druk-injectie,
2. Nano-spray,
3. Aqua-jet Spray
4. Inhalatie

Het high-tech zuurstofsysteem van de Oxy-Spa zorgt er met pulserende zuurstof-druk-injecties voor dat de pure zuurstof samen met hoog geconcentreerde werkstoffen direct diep in de huid worden opgenomen.

YAG LASER

TATTOO REMOVAL - CARBON MASK - SCHIMMELNAGELS

De YAG laser wordt gebruikt voor:

- * Het verwijderen van tatoeages, permanent make-up en huidvlekken.
- * De effectieve behandeling van Onychomycose (schimmelnagels).
- * Huidverbeterende behandeling "Carbon Peeling".

De YAG laser werkt met twee golflengtes (1064 nm en 532 nm) zodat verschillende kleuren effectief kunnen worden behandeld.



BODY SHAPING

VET VERLIEZEN - VERSTRAKKEN - AFSLANKEN



De Vela-Methode is gebaseerd op de drievoudige werking van een diepe mechanische bindweefselmassage onder vacuüm (vacu-dermologie), gecombineerd met radiofrequente energie (13,6 Mhz RF) en infrarood licht straling (640 nm IR).

De Vela methode zorgt voor huidverstrakking, een egale huid en heeft een liftend effect.

Cavitatie zorgt voor het effect van een liposuctie, zonder snijden. De apparatuur werkt met zeer hoge ultrasonische energie (40 KHz) waardoor het cavitatie-effect wordt bereikt dat zorgt voor afbraak van lokaal vet.

Een lipo-laser behandeling is gebaseerd op low level laser technologie (LLLT). De lipo-laser wordt gebruikt voor plaatselijke vet-reductie en body-shaping.

RF-LIFTING

LIFTING & TIGHTENING

RF-Lifting (Radio Frequency Lifting) is een non-operatieve methode voor lifting en verstrakking voor zowel het gezicht als lichaam.

Deze methode staat ook bekend als non-surgical (face) lifting.

De Radio Frequente energie die vrijkomt, verwarmt de huid. Hierdoor trekt het collageen samen en wordt de aanmaak van nieuw collageen en elastine gestimuleerd.

Het resultaat is een direct zichtbare lifting en verstrakking.

Bij de Fractional RF wordt energie toegediend met behulp van een uit meerdere pixels bestaande multi-polaire matrix. Hierdoor ontstaat een gelijkmatigere energieverdeling en dieper resultaat.




COSMETICS

DEAD SEA COSMETICS & PEDICEUTICALS

mineralcare

PURE DEAD SEA EXPERIENCE



De Mineral-Care producten zijn gebaseerd op het unieke mengsel van krachtige mineralen en zouten uit het water en de modder van de Dode Zee.

Dit mengsel wordt aangevuld met ingrediënten uit de natuur van het Midden Oosten, zoals etherische oliën en plantenextracten.

Mineral-Care zorgt voor een gezonde, stralende en zachte huid.

Footlogix is een revolutionaire en innovatieve lijn producten die speciaal werd ontwikkeld om voetaandoeningen doeltreffend te behandelen.

De Footlogix pediceuticals worden ingezet bij diverse ernstige voetklachten en bij voetproblemen ten gevolge van diabetes.

HANDS & NAILS

APPARATUUR & MEUBILAIR

Een volledig assortiment nageltafels en hulpmiddelen voor manicure behandelingen en nagel-styling.

Effectieve afzuiging is van groot belang bij nagelbehandelingen.

De nieuwe generatie LED uithardings lampen staan garant voor snelle en grondige uitharding van gelnagels.

Nagellak verwijderen met stoom werkt snel en probleemloos.



PEDICURE

APPARATUUR & MEUBILAIR



De pedicure freesmotor vormt de basis van elke pedicure praktijk.

De innovatieve hoogwaardige pedicure motoren van Unitronic uit Duitsland zijn toonaangevend in de pedicure branch.

Pedicure behandelstoelen zijn leverbaar met 1 tot 5 motoren.

Pedicure praktijkmeubels kunnen worden uitgerust met UV instrumentlade, uitschuifbaar motor compartiment en handstukhouder.

Salon- en praktijk inrichtingen voor schoonheidsspecialisten en pedicures zijn al meer dan 20 jaar een specialiteit van Bowie Medical BV.

SALON INRICHTING

COMPLETE SALON SETS



BEHANDELTORENS



VAPO STOOM APPARATEN



SALON APPARATUUR



LOEP LAMPEN



TABOURETS



WELLNESS



MEUBELS



MASSAGE



Bowie & Medical

BODY CARE SYSTEMS



BOWIE CENTRUM VOOR TRAINING & OPLEIDING

micro dermabrasie
bindweefsel massage
elektrisch ontharen
hifu behandeling
micro needling
huid analyse
cryo lipolyse



aroma therapie
harsen
pedicure opleiding
paraffine
hot stones
reflexzone therapie
gelaats massage



Bowie Medical BV

Parallelweg 7D

5349 AD Oss

tel: 0412 690116

email: info@bowiemedical.nl

www.bowiemedical.nl