

Bowie micro-needling pen: nu met medisch CE-keurmerk

Bowie Medical BV presenteert dit najaar de Bowie MICRO-NEEDLING PEN nu met medisch CE keurmerk. Micro-Needling is een ontwikkeling die inspeelt op de nieuw ontstane inzichten na de opkomst van de fractional-laser en meso-therapie in huidverbeteringsinstituten en -klinieken.

Micro-Needling (ook wel Fractional-Needling genoemd) is een techniek waarbij elementen van de fractional-laser en de traditionele meso-therapie worden gecombineerd tot een nieuwe bijzonder effectieve methode voor huidverbetering en anti-aging.

De Micro-Needling Pen maakt met behulp van een snel bewegend stempeltje met zeer fijne steriele naaldjes in korte tijd duizenden micro-perforaties in de huid. Deze, door duizenden kleine prikkjes veroorzaakte, microkanaaltjes openen de huid voor de hoog geconcentreerde meso-werkstoffen (bijvoorbeeld hoogwaardig hyaluronzuur). De meso-werkstoffen worden zodoende snel en diep opgenomen.

De duizenden prikkjes in de huid zorgen er ook voor dat de aanmaak van eigen collageen en elastine sterk wordt gestimuleerd.

De combinatie van het diep inbrengen van een meso-preparaat (bijv. hyaluronzuur) en het gelijktijdig stimuleren van de aanmaak van collageen en elastine maken de nieuwe Micro-Needling techniek tot een verbluffend effectief wapen in de strijd tegen rimpeltjes, huidverslapping en algehele huidveroudering. Maar ook littekens en striae kunnen met deze techniek goed worden behandeld.

De resultaten bij rimpeltjes op de bovenlip (zgn. barcode) zijn verbluffend. De huid wordt voller, gladder en strakker.

Bowie Medical BV levert nu de krachtige en geheel instelbare Micro-Needling Pen met medische CE.

Het apparaatje werkt met steriele naald-stempel-modules voor eenmalig gebruik.

De apparatuur maakt nauwkeurige instelling van perforatie-snelheid en naald-diepte tot 2 mm mogelijk.



Tevens zijn er nu de nieuwe Huid-Activatie modules met 7 kunststof spikes, voor gebruik volgens de zgn. META-therapie (Medical -Esthetic -Tissue -Activation).

Vanaf november is de nieuwe Bowie Micro Needling pen beschikbaar. Deze draadloze pen heeft een accu waarmee wel tot 4 uur gewerkt kan worden. De Bowie pen heeft drie verschillende snelheden en een instelbare naalddiepte van maximaal 2.5 mm.

Ten slotte levert Bowie Medical diverse Meso Expert meso-preparaten en meso-cocktails. Deze preparaten kunnen perfect gecombineerd worden met de Micro-Needling techniek.

Er is nu al een Bowie Micro-Needling Pen voor slechts € 495,-.

Er is ook de mogelijkheid voor een uitgebreide training/inscholing.

Vraag om een demonstratie of proefbehandeling en start snel met fractional needling!